

REGULATORISK

	<p>SYMBOL PÅ MEDICINSK UDSTYR ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 7 . 7) Indikerer, at varen er et medicinsk udstyr.</p>		<p>UNIK UDSTYRSIDENTIFIKATION ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 7 . 10) Indikerer et bærestof, der indeholder oplysninger om den unikke udstyrsidentifikation.</p>
	<p>KATALOGNUMMER ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 1 . 6) Indikerer producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.</p>		<p>BATCHKODE ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 1 . 5) Indikerer producentens batchkode, så batchen eller partiet kan identificeres.</p>
	<p>MÅ IKKE GENANVENDES ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 4 . 2) Indikerer et medicinsk udstyr, der kun er beregnet til iengangsbrug.</p>		<p>BRUGSANVISNING ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 4 . 3) Indikerer behovet for, at brugeren rådfører sig med brugsanvisningen.</p>
	<p>SIDSTE ANVENDELSESDATO ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 1 . 4) Indikerer den dato, hvorefter det medicinske udstyr ikke må bruges.</p>		<p>HJEMMESIDE MED PATIENTOPLYSNINGER ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 7 . 4) Indikerer en hjemmeside, hvor en patient kan hente yderligere oplysninger om det medicinske udstyr.</p>
	<p>TEMPERATURGRÆNSE ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 3 . 7) Indikerer de temperaturgrænser, som det medicinske udstyr kan eksponeres for på sikker vis.</p>		<p>HØJESTE TEMPERATUR ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 3 . 6) Indikerer den højeste temperatur,, som det medicinske udstyr kan eksponeres for på sikker vis.</p>
	<p>HOLDES VÆK FRA SOLLYS ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 3 . 2) Indikerer et medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod lyskilder.</p>		<p>HOLDES TØR (ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 3 . 4)) Indikerer et medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.</p>
	<p>FORSIGTIG ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 4 . 4) Indikerer, at der skal udvises forsigtighed under betjening af udstyret, eller at kontrol holdes tæt på, hvor symbolet er placeret, eller at den aktuelle situation kræver operatørbevidsthed eller operatørhandling for at undgå uønskede konsekvenser.</p>		<p>PRODUCENT ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 1 . 1) Indikerer producenten af det medicinske udstyr.</p>
	<p>FORSIGTIG ISO 15223 - 1 : 2021 (5 . 4 . 4) Indikerer, at der skal udvises forsigtighed under betjening af udstyret, eller at kontrol holdes tæt på, hvor symbolet er placeret, eller at den aktuelle situation kræver operatørbevidsthed eller operatørhandling for at undgå uønskede konsekvenser.</p>		<p>ANTAL ENHEDER PR. PAKKE ISO 7000 2794 Indikerer på emballagen og mærkningen, det produktantal, der er i æsken.</p>

EU-SPECIFIK IFØLGE MDR 2017/745



CE-MÆRKNING

På handelsvarer betyder bogstaverne CE, at producenten eller importøren bekræfter varens overensstemmelse med europæiske standarder for beskyttelse af sundhed, sikkerhed og miljø

EU-SPECIFIK IFØLGE DEN BRITISKE MDR 2002



DEN ANSVARLIGE PERSON I STORBRITANNIEN

Indikerer den autoriserede repræsentant, som handler på vegne af en ikke-britisk producent inden for det britiske marked (England, Wales og Skotland).



OVERENSSTEMMELSE VURDERET I STORBRITANNIEN

Denne mærkning er en overensstemmelsesmærkning, der indikerer overensstemmelse med gældende kraft for produkter, der sælges i Storbritannien

NON-REGULATORISK GENERELT



GLOBAL TRADE ITEM NUMBER

Global Trade Item Number kan bruges af en virksomhed til at identificere alle deres handelsvarer på en unik måde. GS1 definerer handelsvarer som produkter eller tjenester, der prissættes, bestilles eller faktureres et sted i forsyningskæden.



OSTOFORM-MINILOGO

Dette symbol er kun beregnet til markedsføringsformål. Dette bruges i stedet for det primære Ostoform-logo til at indikere, at der er tale om et Ostoform-produkt.

OSTOFORM FORMBAR FORSEGLING MED FLOWASSIST-BESKYTTELSE, PRODUKTGRAFIK



OSTOFORM FORSEGLING

Indikerer på emballage, på mærkning, i brugsoplysninger og i markedsføringsmateriale, at tilstedeværende oplysninger vedrører Ostoform forsegling med FLOWASSIST-beskyttelse.



FORSEGLINGENS STØRRELSE

Indikerer på emballage, på mærkning, i brugsoplysninger og i markedsføringsmateriale, til hvilken størrelse Ostoform forsegling med FLOWASSIST-beskyttelse materialet/teksten ved siden af henviser. Størrelsen bliver indikeret af teksten i midten af forseglingen, langs en pil. Med millimeter (mm) vist først og tommer (") vist bagefter



KORREKT HANDLING

Vist som en del af eller ved siden af en instruktion eller et billede. Indikation, at det viste billede er det korrekte resultat eller den korrekte handling.



KLIP MED SAKS


Indikerer i brugsoplysningerne og markedsføringsmaterialet, hvornår/hvordan du skal tilpasse Ostoform FLOWASSIS-tuden ved at klippe den med en saks.



FORKERT HANDLING


Vist som en del af eller ved siden af et instruerende billede. Indikation, at det viste billede er det forkerte resultat eller den forkerte handling.

OSTOFORM FLOWASSIST POSESYSTEM I 2 DELE, PRODUKT GRAFIK




BUNDPLADE

Indikerer på emballage, på mærkning, i brugsoplysninger og i markedsføringsmateriale, at tilstødende oplysninger vedrører Ostoform FLOWASSIST flad bundplade.




TØMBAR POSE

Indikerer på emballage, på mærkning, i brugsoplysninger og i markedsføringsmateriale, at tilstødende oplysninger vedrører Ostoform FLOWASSIST tømbar pose.



UROSTOMIPOSE

Indikerer på emballage, mærkning, brugsoplysninger og markedsføringsmateriale, at tilstødende oplysninger vedrører Ostoform FLOWASSIST urostomipose.



LUKKET POSE

Indikerer på emballage, på mærkning, i brugsoplysninger og i markedsføringsmateriale, at tilstødende oplysninger vedrører Ostoform FLOWASSIST lukket pose.



KORREKT HANDLING

Vist som en del af eller ved siden af en instruktion eller et billede. Indikation, at det viste billede er det korrekte resultat eller den korrekte handling.



FORKERT HANDLING

Vist som en del af eller ved siden af et instruerende billede. Indikation, at det viste billede er det forkerte resultat eller den forkerte handling.



INDIKERET TID

Indikerer den mængde tid, fuldførelse af et trin eller en handling bør tage. Tiden er altid specificeret på skrift til venstre for urskiven.




BUNDPLADENS STØRRELSE

Indikerer på emballage, på mærkning, i brugsoplysninger og i markedsføringsmateriale, til hvilken størrelse Ostoform FLOWASSIST-bundplade materialet/teksten ved siden af henviser. Størrelsen bliver indikeret af teksten i bunden af bundpladen. Med millimeter (mm) vist først og tommer (") vist bagefter.



KLIP MED SAKS

Indikerer på emballagen, hvor du skal klippe Ostoform FLOWASSIST-bundpladen med en saks.



CLIC-RINGENS STØRRELSE

Indikerer på emballage, på mærkning, i brugsoplysninger og i markedsføringsmateriale, til hvilken størrelse Clic-ring materialet/teksten ved siden af henviser. Størrelsen bliver indikeret af teksten og farven i midten af Clic-ringen.



FLAD BUNDPLADE

Indikerer på emballage, på mærkning, i brugsoplysninger og i markedsføringsmateriale, at dette produkt er Ostoform FLOWASSIST flad bundplade.



KONVEKS BUNDPLADE

Indikerer på emballage og mærkning,, at dette produkt er Ostoform FLOWASSIST konveks bundplade.